

Structur 2 SC - Leistungsprofil

Structur 2 SC

3-Punkt-Biegefestigkeit (14 d, 37 °C Wasserlagerung)	92,7 MPa	analog ISO 4049
3-Punkt-Biegefestigkeit (10 min.)	55 MPa	analog ISO 4049
Biegemodul	2500 MPa	analog ISO 4049
Druckhärte	215 MPa	analog ISO 9917
Diametrale Zugfestigkeit	30 MPa	
Intrapulpare Maximaltemperatur	< 40,5 °C	Universität Münster
Verarbeitungszeit	30 s, max. 50 s	
Abbindezeit intraoral	40 - 70 s	analog ISO 4049

Die angegebenen Messwerte stellen keine Sollwerte im Rahmen der kontinuierlichen Qualitätskontrolle des Produktes dar.